

MTP	Hur ofta	Vad som ska kontrolleras
Akutsele	Var 6:månad	Tyg, band, söm, upphängningsögla/or
Arbetsstol	Varje år	Broms fungerar vid belastning. Sits och ryggplatta är stadiga. Höjdinställning kvarstår vid belastning. Hjul rullar lätt – hjulen fria från hår, garn o dyl. Hjulgummit är ok. Låsrattar till armstöd väl åtdragna. Finns behov av nytt överdrag?
Arbetsstol El	Varje år	Sladd och är kontakt är intakta Batteriet är funktionsdugligt Broms fungerar vid belastning. Sits och ryggplatta är stadiga. Höjdinställning kvarstår vid belastning. Hjulen rullar lätt – hjulen fria från hår, garn o dyl. Hjulgummit ok. Låsrattar till armstöd väl åtdragna. Finns behov av nytt överdrag?
Armcykel	Varje år	Trampor/handtag går runt smidigt utan att hacka/kärva Navet är fritt från smuts Skruvar är åtdragna Handtagen kan justeras i längd och låsmekanismen fungerar Varvräknaren fungerar

Duschpall/Stol	Varje år	Låsanordning för höj-/sänkning av ben är tillförlitlig. Har toalettstolsförhöjningen metallvingmutter bör hela pallen bytas ut. Sits och ryggstöd sitter väl fast på rörstativ (duschpall med avtagbar sits/ryggstöd). Gummifötter är inte slitna och pallen står stadigt. Det finns ingen rost på stolens innerben
Förflyttningshjälpmedel (vendelalyft, gåbälte)	Varje år	Tyg, band, söm, öglor
Gåbarr	Varje år	Splintarna fungerar Höj- och sänkmekanismen är intakt Inga sprickor i lack kring infästning i golvplattor
Gåbord	Varje år	Höj-/sänkbart vred intakta och välåtskruvade. Armlattan är hel. Handtagen är fastsatta i funktionell vinkel Hjulen rullar lätt. Ta bort hår mm från hjulnav Befintliga bromsar fungerar.
Gåbord El	Varje år	Sladd och är kontakt är intakta Tål belastning utan att tappa höjd Armlattan är hel. Handtagen är fastsatta i funktionell vinkel Hjulen rullar lätt. Ta bort hår mm från hjulnav Befintliga bromsar fungerar.

Manuped	Varje år	<p>Trampor/handtag går runt smidigt utan att hacka/kärva Navet är fritt från smuts Skruvar är åtdragna Handtag/pedaler kan justeras i längd och låsmekanismen fungerar. Kardborreband finns och fäster bra Golvplattor intakta och fastskruvade Varvräknaren fungerar</p>
Mobil dusch- toastol	Varje år	<p>Hjulen rullar lätt. Hjulnav är fritt från hår mm Bromfunktionen fungerar, gummit på hjulen ger friktion Sittplattan och ryggplattan sitter fast och är hela och rena Låsanordning för höj-/sänkning av benen är tillförlitlig. Vip-funktionen fungerar</p>
Rollator	Varje år	<p>Broms låser ordentligt i parkeringsläge och rollator står still i låst läge. Hjulgummit är inte slitet/sprucket. Hjulnav fritt från hår Hopfällningsmekanismen fungerar smidigt. ”Låsblocket” låser och förhindrar att rollatorn fälls ihop i uppfällt läge. Sittytan är felfri och stadigt fastsatt. Testa genom att belasta. Handtag: greppyta är intakt och omöjlig att ta av. Höjdinställningsvredet är hårt åtdraget</p>

<p>Rullstol</p>	<p>Varje år</p>	<p>Bromsar Vid låst läge kan rullstolen inte kunna rubbas Om bromsen tar dåligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Däcken behöver pumpas • Ledade delarna i bromsen behöver smörjas med t ex matolja • Bromsfästet har flyttat sig • Bromsen glappar – fjädern har gått sönder. <p>Fungerar bromsarna så dåligt att förflyttning sker med risk för tillbud får inte rullstolen användas innan den är lagad.</p> <p>Rygg och sits är hel. Slitage med risk för bristning? Armstöd ska lätt kunna tas bort. Låsmutter för höjdställning åtskruvad och fungerar. Benstöd är stadiga. Låsmutter för höjdställning åtskruvad och fungerar Körhandtag är stadiga. Dra i gummihandtaget som ska sitta fast Tippskydd är nedfällda och väl fastsatta. Hjulnaven är rena från smuts och hår Rullstolsdynan är ok? Behöver den tvättas?</p>
<p>Tippbräda</p>	<p>Varje år</p>	<p>Sladd och kontakt är intakta. Höj- och sänkfunktionen fungerar Fotplattan är fast och stadig och tål belastning Tappar inte höjd vid belastning Hjulen kan låsas och gummit på hjulen inte slitet eller sprucket Komplett med kardborreband med bra fäste.</p>

Toalettstolsförhöjning Fristående	Varje år	Låsanordning för höj-/sänkning av benen är tillförlitlig. Har toalettstolsförhöjningen metallvingmutter bör hela stolen bytas ut. Toalettsits sitter stadigt fast- gångjärn är intakta och inte rostiga. Gummifötter inte slitna och förhöjningen står stadigt.
Vridplatta med handtag	Varje år	Hjulen och utrymmet mellan vridplattorna är rena från damm, hår mm Vridfunktionen löper smidigt och utan ”hack” Skruvar och reglage är ordentligt ådragna. Skumgummit är helt och ingen risk för skada föreligger
Beta-stöd	Vartannat år	Höj- och sänkmekanismen är intakt ”Gummifot” är inte sliten d v s bra friktion kvarstår
Brits	Vartannat år	Sladd och kontakt är intakta. Höj- och sänkfunktionen fungerar Tappar inte höjd vid belastning Hjulen kan låsas och gummit på hjulen inte slitet eller sprucket ”Huvudplattan” kan låsas Armstöd vid huvudplattan kan skruvas åt Sidoarmstöden fastsättning fungerar
Dragapparat	Vartannat år	Draglinan löper friktionsfritt. Handtagen är hela Infästning i vikter är hel Fästen till handtag och öglor är hela Dragapparaten är stadigt fäst i väggen

Motionscykel	Vartannat år	Inställningsfunktion av styre och sadel fungerar Pedaler är hela ”Fotband” till pedaler är hela Hjulet rullar lätt och utan hack Hastighets- och avståndsmätare fungerar
Sängbord på hjul	Vartannat år	Bordet rullar rakt – hjul och nav är rena från smuts Låsrattar för höjreglering fungerar Inga skruvar är lösa
Handträningsbord	Vartannat år	Sladd och kontakt är intakta Höj- och sänkfunktionen fungerar Hjullåset fungerar
Ståbord	Vartannat år	Sladd och kontakt är intakta Höj- och sänkfunktionen fungerar Selen är hel – inga sömmar är trasiga Skruvar är åtdragna Skumgummit är helt och ingen risk för skada föreligger
4-puntsstöd, gåbock	Vartannat år	”Gummifot” är inte sliten d v s bra friktion kvarstår Inga sprickor finns i trädelarna