

Vanligt förekommande lyftselar

Inom äldreomsorgen används lyftselar från framförallt fyra olika företag:

- Liko (gröna selar)
- Handicare (gråa selar)
- Etac
- Human Care

Lyftselarna finns i flera olika storlekar, material och med olika tillbehör.

För mer information kontakta rehabenhetens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Lyftselar med hög rygg

Ger stöd över skuldror och ibland, beroende på modell, även stöd för nacke och huvud. Vid behov av akutsele kan Liko's original hög med fördel beställas

Originalsele Hög



(Figur: www.liko.se)

Basic Sling




(Figur: www.handicare.se)

Lyftselar med låg rygg

Brukaren kan ha armarna utanför eller innanför. Följ de instruktioner som står i utprovningsprotokollet


Originalsele låg




Hygiensele låg

Hygienselen har en utformning kring stussen som lämnar fritt för av- och påklädning. Selen kräver dock medverkan från brukaren under lyftet för att inte riskera urglidning.

Hygiensele låg



Nova Standard hygien



(Figur: www.etac.se)